

SonoScape

A AGILIDADE DA NAVEGAÇÃO

Serie EC-P550
Colonoscópios Ultrafinos SonoScape



Com um tubo de inserção tão pequeno quanto 9,5 mm, os Colonoscópios Ultrafinos SonoScape oferecem a agilidade necessária para tratar com segurança crianças ou pacientes com anatomias difíceis. A profundidade de visão é adaptada aos espaços luminalmente limitados do cólon. Tudo isto faz dos colonoscópios ultrafinos uma ferramenta necessária para a sua unidade.



Ø Diâmetro médio dos colonoscópios

Ø Diâmetro do Colonoscópio Ultrafino SonoScape

Serie EC-P550

	EC-P550S	EC-P550ST
Campo de Visão	140°	
Profundidade de Campo	2-100 mm	
Diâmetro Extremo Distal	9,7 mm	
Diâmetro Tubo de Inserção	9,5 mm	
Diâmetro Canal de Trabalho	3,2 mm	
Angulação	Acima/Abaixo 180°, Esquerda/Direita 160°	
Longitude de Trabalho	135 cm	170 cm
Canal Auxiliar	Não	
Compatibilidade	HD-550	

SonoScape

SonoScape Medical Corp.
www.sonoscape.com

ISO 13485  0197